

MEDIPO – ZT s.r.o.

Společnost MEDIPO-ZT, s.r.o. byla založena v roce 1996. Navázala na činnost společnosti MEDIPO EM spol.s r.o., vzniklé privatizací Výzkumného ústavu zdravotnické techniky koncernu CHIRANA.

V oblasti zdravotnické techniky, která je prioritní činností, společnost zajišťuje, vývoj, výrobu a servis vlastní produkce.

Zařízení pro neinvazivní litotrypsii MEDILIT je výkonný přístroj určený k neinvazivnímu odstraňování konkrementů v ledvinách, močových a žlučových cestách, a drobné ortopedické afekce pomocí fokusované rázové vlny.



Dětský vaginoskop MT 1000 se zdrojem studeného světla MT 2002 je určen pro snadné provádění gynekologických vyšetření dětí i dospělých. Pomocí vaginoskopu je možno vidět změny na poševní sliznici a i na poševním čípku, případně je také vidět cizí těleso a jeho uložení.



Infúzní pumpy IT 1012 a IT 1013, jsou určeny pro intravenózní a intraarteriální infúze léčiv, parenterální nebo enterální výživu, případně krevní transfúzi. Je možné je provozovat na stolku, na pojízdném stojanu, nebo v dopravním prostředku. Jsou napájeny síťovým napětím, nebo z interních akumulátorů, případně z palubní sítě mobilních prostředků.

Společnost MEDIPO-ZT, s.r.o. má dokumentovaný, zavedený a funkční systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:1995. Tento systém řízení jakosti uplatňuje na všechny svoje aktivity od návrhu, vývoje, výroby až po služby související s dodávkou a servisní činností. Pro specifickou část svých aktivit u zdravotnických prostředků, které jsou ze zákona stanovenými výrobky, je tento systém posouzen ve shodě s nařízením vlády Strojírenským zkušebním ústavem s.p. v Brně, autorizovanou osobou AO 202. Strojírenský zkušební ústav vydal certifikát číslo rozhodnutí: B-30-01334/01. V současné době je takto zavedený systém řízení jakosti transformován do dokumentované podoby podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485.

MEDIPO - ZT s.r.o.

CONTACT:

MEDIPO – ZT s.r.o., Kohoutova 24, 613 00 Brno, Czech Republic
tel./fax: +420 548 525 348, e-mail: medipo-zt@volny.cz, <http://www.medipo.cz>